

Spüh- und Flächendesinfektion / Reinigung
Rev.01 (Mai 2023)



Produkt	Indikation	Sicherheitshinweis	Klassifizierung	Tuchformat	VAH zertifiziert	Konzentrat	gebrauchsfertige Lösung/Tuch	Reinigung	Desinfektion	bakterizid	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid Plus	viruzid	levurozid	tuberkulozid	HBV-wirksam	HIV-wirksam	HCV-wirksam	aldehydfrei	formaldehydfrei	phenolfrei	Anwendungskonzentration	Einwirkzeit	Besonderheiten
Omnizid (neutral, lemon, orange, fleur)	Sprüh- und Wischdesinfektion Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten	leicht entzündbar	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	Mit den Omniwipes Dry (15 x 23 cm), Omniwipes Dry SuperSoft (30 x 32 cm bzw. 28 x 30) oder den Omniwipes Dry Velours (28 x 28 cm) kombinierbar	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	
Omnizid 35 (tropic, lemon, ocean, neutral)	Sprüh- und Wischdesinfektion mit reduziertem Alkoholanteil	leicht entzündbar	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	Mit den Omniwipes Dry (15 x 23 cm), Omniwipes Dry SuperSoft (30 x 32 cm bzw. 28 x 30) oder den Omniwipes Dry Velours (28 x 28 cm) kombinierbar	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	alkohol-reduziert
OmniBiozid	Sprüh- und Wischdesinfektion (Oberflächendesinfektion) Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen		Medizinprodukt Klasse IIa Biozid	Mit den Omniwipes Dry (15 x 23 cm), Omniwipes Dry SuperSoft (30 x 32 cm bzw. 28 x 30) oder den Omniwipes Dry Velours (28 x 28 cm) kombinierbar	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	
OmniBiozid PLUS	Sprüh- und Wischdesinfektion (Oberflächendesinfektion)		Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	Mit den Omniwipes Dry (15 x 23 cm), Omniwipes Dry SuperSoft (30 x 32 cm bzw. 28 x 30) oder den Omniwipes Dry Velours (28 x 28 cm) kombinierbar	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	alkoholfrei
Omniipur	Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß MPG von Flächen wie Fußböden.	verursacht schwere Verätzungen sehr giftig für Wasserorganismen	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	/	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	ab 0,5 %	ab 5 Min	
Omniwipes (lemon, neutral)	Wischdesinfektion	leicht entzündbar	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	100 Tücher á 12 x 20 cm	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	
Omniwipes wet (neutral, lemon, fleur)	Wischdesinfektion	leicht entzündbar	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	90 Tücher á 30 x 28 cm	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	
Omniwipes wet&easy (neutral, lemon, orange, fleur)	Wischdesinfektion	leicht entzündbar	Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	80 Tücher á 20 x 30 cm	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	
Omniwipes wet&easy PLUS	Wischdesinfektion		Medizinprodukt Klasse IIb Biozid	80 Tücher á 20 x 30 cm	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		ab 1 min	alkoholfrei
Omniwipe to Go	Gebrauchsgerechtes Desinfektionstuch für Hände und Flächen	leicht entzündbar verursacht schwere Augenreizung Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen	Biozid	1 Tuch á 18,5 x 20 cm			•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		ab 30 sec	